

### 胆碱测定试剂盒(胆碱酯酶法)出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械注准 20142400581

检验日期: 2026-03-09

试剂盒批号: 2369195

客户名称及地址: 江苏

客户名称及产品代码: 027015030315050006

试剂盒抽检规格:

型号	规格
40 型	R1: 12ml×4 R2: 8ml×4

检测项目: 胆碱酯酶活性

序号	品名	规格	数量	用途
1	胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
2	胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
3	胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
4	胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性

品名	规格	数量	用途
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性


品名	规格	数量	用途
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性

品名	规格	数量	用途
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性

品名	规格	数量	用途
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性

品名	规格	数量	用途
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性

品名	规格	数量	用途
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性
胆碱酯酶试剂盒	40 型	1	检测胆碱酯酶活性



检验员: 王强  
 审核员: 李华  
 日期: 2026-03-09